

Service : ANESTHÉSIE

Protocole d'administration de fentanyl par pompe PCA CADD-Solis®

Fentanyl 50 mcg/ml

Conditionnement : Fentanyl Sintetica® 0.05 mg/ml. Cassettes de 100 ml.

Voie d'administration : Intraveineuse

Matériel :

- Pompe CADD-Solis™



- CADD™ Extension Set (tubulure de rallonge)



- CADD™ Medication Cassette Reservoir 100 ml (les 100 mL sont faites par la PHEL)



Marche à suivre

Pas de dilution

1. Prendre la cassette CADD 100 ml
2. Raccorder la tubulure « Extension Set » à la cassette : embout violet côté patient et bouchon bleu côté cassette.
3. Brancher la cassette à la pompe CADD-Solis™
4. Déclamper tout le système afin de purger la cassette et la tubulure « CADD™ Extension Set (tubulure de rallonge) » (cf. photo plus haut)
5. Purger l'extension de la tubulure par le paramétrage de la pompe.
6. Paramétrage de la pompe selon prescription médicale.

REMARQUES :

- Le fentanyl est un opioïde fort synthétique (palier III selon OMS), 100 fois plus puissant que la morphine.
- **Le double contrôle** est obligatoire lors de la préparation de la cassette et lors du paramétrage de la pompe.
- **Stabilité du Produit** : La stabilité du produit (si préparé par la PHEL) est de **1 année** à température ambiante (15 -25°C). Une fois la cassette branchée, cassette et tubulure à changer **1x/semaine**.
- **Si traitement en Y avec la PCA : Attention aux incompatibilités** : Si doute: Appeler l'assistance pharmaceutique PHEL au 058 773 42 14.
- **Elimination** :
 - **Cassettes entamées ou vides** : Doivent être éliminées dans le **fût dédié** à l'élimination des médicaments.
 - **Ampoules injectables : vides, entamées ou cassées**, ainsi que les seringues avec aiguilles serties : Doivent être éliminées dans le **container à aiguilles**.
 - **Les produits non-entamés et échus** : Sont **retournés à la pharmacie**, accompagnés de la feuille de retour (souvent faite par l'APUS).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Rennaz Chirurgie HRC :

STOCKAGE du matériel : Pompes stockées en salle de réveil. Merci de remplir le cahier *ad hoc* et le signer. Merci de ramener les pompes dès la fin de l'utilisation. Attention à rendre tout le matériel : pompe, télécommande, sacoche bleue, fixation statif.

Pour accéder à la salle de réveil la nuit (de 21 h à 8 h) ou le week-end : contacter l'anesthésie de garde.

Code pompe HRC : 100

Questions concernant la dilution, la préparation, le paramétrage : voir numéro de téléphone sur la pompe.

Problèmes techniques avec la pompe : contacter l'anesthésie 24/24, 7/7

STOCKAGE des cassettes Fentanyl 100 ml : voir dans les armoires Pyxis.